

超快雷射光譜實驗室一般用電腦安裝程序：

- (1) 硬碟重新格式化；
- (2) 適當分割硬碟磁區（磁區分割以 2GB 為基本單位）；
- (3) 根據電腦效能，安裝校園授權版 Windows 2000 / Windows XP 作業系統；
- (4) 安裝 Windows 最新之 Service Pack (i.e. Windows 2000 SP4 / Windows XP SP2)；
- (5) 安裝校園授權版 Symantec 防毒軟體；
- (6) 根據實驗室網路安全架構與規定，建立該電腦之網路連線功能；
- (7) 上網更新 Symantec 防毒軟體之病毒碼；
- (8) 必要時，安裝電腦週邊硬體所需之驅動程式；
- (9) 安裝實驗室原版應用軟體：Origin 6.0、MatLab 5.3、Office XP 2002；
- (10) 利用系統還原軟體(i.e. True Image)，製做電腦系統備份檔，以便將來系統修復使用。

超快雷射光譜實驗室實驗用電腦加裝下列軟體與硬體：

- (11) 安裝實驗室原版 LabView 5.0；
- (12) 安裝 GPIB 驅動程式 (使用 NI-488.2 for Windows CD)；
- (13) 關機；
- (14) 安裝 NI GPIB 卡；
- (15) 重新開機後，電腦將自動偵測 GPIB 設定並掃描線上 GPIB 設備；
- (16) 載入實驗用 LabView 程式，並進行 GPIB 與儀器基本功能測試。

超快雷射光譜實驗室電腦使用規定：

- (1) 本實驗室電腦限安裝有經適當授權使用之應用軟體；
- (2) 應用軟體請安裝於 C 槽磁區；軟體備份或系統備份請置於 D 槽磁區；
- (3) 本實驗室嚴禁安裝無版權軟體或架設任何 web、ftp、及 e-mail 伺服器；
- (4) 啟用網路資源分享功能，需先諮詢本實驗室網路電腦管理員，獲得同意後始得設定啟用，並務必設定帳號密碼限制登入權限；
- (5) 電腦使用人之實驗、研究、及個人資料，請利用 E 槽或後續之磁區放置，嚴禁放置於 C 或 D 槽磁區；
- (6) 電腦使用人務必定期備份負責之實驗原始資料；
- (7) 電腦使用人離職時，請備份所有實驗分析資料列入交接項目，並請自行清除電腦內所有個人資料。